

Kaninchen Anti-Human Cd79B/Igβ Monoklonaler Antikörper Für If/Fc - P40259

Artikelnummer: CM0011231



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes CD79b (Igβ), eine Untereinheit des B-Zell-Antigenrezeptor-Komplexes. Validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die B-Zell-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD79b/Igβ mAk
Bemerkungen/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b-Molekül
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-159 von humanem CD79b/Igβ (NP_000617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P40259
Proteingewicht	14kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel