

## Kaninchen Anti-Human Cd79B/Igβ Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P40259

Artikelnummer: CM0010772



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD79b/Igβ (B29, AGM6) gerichtet ist. Validiert für IF/ICC und FC. CD79b ist ein Protein des B-Zell-Antigenrezeptor-Komplexes, das für die BCR-Signalisierung und die B-Zell-Entwicklung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                        |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD79b/Igβ mAk          |
| Bemerkungen/Alias | CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b-Molekül        |
| Spezies           | Human                                       |
| GenID             | 974                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von humanem CD79b/Igβ |
| Quelle            | Kaninchen                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                      |
| Anwendung         | IF/ICC, FC                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human                                       |
| SWISS             | P40259                                      |
| Proteingewicht    | 14kDa/26kDa                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                   |