

Kaninchen Anti-Mensch Cd79B/Igβ Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P40259

Artikelnummer: CM0010497



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD79b/Igβ, validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch die Beta-Kette des B-Zell-Rezeptorkomplexes, geeignet für Studien zu B-Zell-Signalgebung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD79b/Igβ mAk
Bemerkungen/Aliaße	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID	974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 29-159 von menschlichem CD79b/Igβ (NP_000617.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40259
Proteinmasse	14kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel