

Kaninchen-Anti-Human-Cd80/B7-1-Mak Für Die Durchflusszytometrie - P33681

Artikelnummer: CM0007840



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD80/B7-1, konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Ziel ist das T-Lymphozyten-Aktivierungsantigen CD80, ein kritisches kostimulatorisches Molekül in der Signalübertragung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD80/B7-1-mAk
Bezeichnungen/Alia	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	941
Gen-ID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-242 des humanen CD80/B7-1 (NP_005182.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33681
Proteingewicht	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Versand	Kühlakku