

Kaninchen Anti-Human Cd80/B7-1 Mab - P33681

Artikelnummer: CM0004263



Einführung

Anti-human CD80/B7-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Klon) für Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD80 (SWISS: P33681), ein Schlüssel-Kostimulationsmolekül bei der T-Zell-Aktivierung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD80/B7-1 mAb
Bemerkungen/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Spezies	Human
GenID (Human)	941
GenID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-242 von humanem CD80/B7-1 (NP_005182.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P33681
Proteingewicht	18kDa/29kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel