

Kaninchen Anti-Mensch Cd80/B7-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P33681

Artikelnummer: CM0010736



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD80 (B7-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf das auf antigenpräsentierenden Zellen exprimierte T-Zell-Kostimulansmolekül CD80 ab und ermöglicht die Erforschung der Immunaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD80/B7-1 mAb
Bemerkungen/Alias	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	941
GenID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-242 von menschlichem CD80/B7-1 entspricht (NP_005182.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33681
Proteingewicht	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel