

Kaninchen-Anti-Humaner Cd80/B7-1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P33681

Artikelnummer: CM0006032



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD80 (B7-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein wichtiges kostimulatorisches Molekül auf antigenpräsentierenden Zellen; Swiss-Prot: P33681.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD80/B7-1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; CD80-Molekül
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	941
GeneID	941
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33681
Proteingewicht	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Versand	Kühlakku