

Kaninchen Anti-Mensch Cd80/B7-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P33681

Artikelnummer: CM0005348



Einführung

Hochwertiger Kaninchen anti-Mensch CD80/B7-1 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne ab, reagiert mit menschlichem Gewebe. Ideal für Forschung zu T-Zell-Aktivierung, Immun-Checkpoints und viralen Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD80/B7-1 mAb
Bemerkungen/Aliaße	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	941
GenID	941
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-242 von menschlichem CD80/B7-1 (NP_005182.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33681
Proteingewicht	18 kDa/29 kDa/33 kDa
Versand	Eisbeutel