


## Rabbit Anti-Human Cd81 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P60033

Artikelnummer: CM0009627



### Einführung

Rabbit anti-Human CD81 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Ziel ist humanes CD81, ein Tetraspanin, das an der Immunsignalübertragung und dem Viraleintritt beteiligt ist. Geeignet für FC-Studien an humanen B-Zellen, T-Zellen und Hepatozyten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD81 mAb                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28                                                                                                |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 975                                                                                                                        |
| GeneID            | 975                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 114-199 von humanem CD81 (NP_004347.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | FC                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                      |
| SWISS             | P60033                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 26kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |