

Kaninchen-Anti-Humaner Cd82-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P27701

Artikelnummer: CM0008373



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-humaner CD82-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist der Metastasierungs-Suppressor KAI1 (TSPAN27), der an Zelladhäsion, Signalübertragung und Immunmodulation beteiligt ist. Ideal für die onkologische und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD82-mAb
Bemerkungen/Alias	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3732
GeneID	3732
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-267 des humanen CD82 entspricht (NP_002222.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27701
Proteingewicht	27 kDa/30 kDa
Versand	Kühlakku