


Kaninchen Anti-Mensch Cd84 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0005757



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD84 (SLAMF5), validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 22-225) detektiert humanes CD84; geeignet für Immunzellstudien einschließlich der Analyse von NK-Zellen, T-Zellen, B-Zellen und dendritischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD84 mAk
Anmerkungen/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-225 von humanem CD84 (NP_001171808.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UIB8
Proteingewicht	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel