


## Kaninchen Anti-Mensch Cd84 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0004257



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD84 (SLAMF5) gerichtet ist. Validiert für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC) in humanen Proben. Ideal für Immunzellprofilierung und Untersuchungen der CD84-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD84 mAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84-Molekül                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 8832                                                                                                                                                    |
| GenID             | 8832                                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein  Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-225 von humanem CD84 (NP_001171808.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q9UIB8                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 24 kDa/26 kDa/30 kDa/31 kDa/36 kDa/38 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |