


Kaninchen Anti-Human Cd84 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - Q9Uib8

Artikelnummer: CM0011319



Einführung

-konjugierter kaninchen anti-human CD84 monoklonaler Antikörper für IF/ICC und FC. Erkennt humanes CD84 (SLAMF5), einen SLAM-Familienrezeptor, in hämatopoetischen Zellen. Ideal für die Identifizierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD84 mAk
Bemerkungen/Alias	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; CD84-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID	8832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-225 von humanem CD84 (NP_001171808.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UIB8
Proteingewicht	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel