

Kaninchen Anti-Mensch Cd85D/E/I/J Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0010669



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD85d (LILRB2) mit Kreuzreaktivität gegenüber CD85e/i/j. Validiert für die Durchflusszytometrie, ist dieser Antikörper ideal für die Forschung zu Immuntoleranz und MHC-Klasse-I-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD85d/e/i/j mAk
Bemerkungen/Alias	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Spezies	Mensch
GeneID	10288/11026/11024/10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-461 von humanem CD85d (NP_001074447.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel