

Kaninchen-Anti-Human-Cd85D/Ilt4-Mab Für Fc - Q8N423

Artikelnummer: CM0009000



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD85d/ILT4, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein breites Spektrum von MHC-Klasse-I-Antigenen. Ideal für Untersuchungen zur Immuntoleranz, zur maternalen-fetalen Schnittstelle und in der Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD85d/ILT4-mAb
Bemerkungen/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10288
GeneID	10288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-461 des humanen CD85d entspricht (NP_001074447.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N423
Proteinmolekulargewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku