

Kaninchen Anti-Human Cd85D/ILT4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8N423

Artikelnummer: CM0004544



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-human CD85d/ILT4 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt humanes LILRB2, einen Rezeptor für Klasse-I-MHC-Antigene, der an der Immuntoleranz beteiligt ist. Validiert für FC, kreuzreagiert mit Human. 65kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD85d/ILT4 mAk
Bemerkungen/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Spezies	Human
GenID (Human)	10288
GenID	10288
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N423
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel