

Kaninchen Anti-Human Cd85I/J Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O75019 / Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0010127

Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD85i/j (LILRA1/LILRB1), validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf Immunrezeptoren ab, die auf Monozyten und B-Zellen exprimiert werden, ideal für Immunphäotypisierung und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD85i/j monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Spezies	Human
GenID (Human)	11024/10859
GenID	11024/10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 17-461 von humanem CD85i (NP_006854.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75019/Q8NHL6
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel