

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd85l/J-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O75019/Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0012700

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD85i/j (LILRA1/LILRB1). Für die Durchflusszytometrie validiert und erkennt native humane Antigene. Ideal für die Profilierung von Immunzellen und Rezeptorstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD85i/j-mAb
Bezeichnungen/Alias	LIR6; CD85i; LIR-6; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11024/10859
Gen-ID	11024/10859
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75019/Q8NHL6
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Icebag