


Kaninchen Anti-Human Cd85j/Ilt2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0011150



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD85j/ILT2 (LILRB1) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein breites Spektrum an MHC-Klasse-I-Molekülen; ideal zur Untersuchung der Immun-Checkpoint-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD85j/ILT2 mAb
Bemerkungen/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10859
Gen-ID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-458 von humanem CD85j/ILT2 (NP_006660.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	49kDa/70kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel