


Kaninchen-Anti-Humaner Cd85j/Ilt2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0009508



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD85j/ILT2 für die Durchflusszytometrie. Ziel ist LILRB1 des Menschen, ein inhibitorischer MHC-Klasse-I-Rezeptor, der auf Immunzellen exprimiert wird und Studien zur Immunregulation ermöglicht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner CD85j/ILT2-mAb
Bemerkungen/Alias	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10859
GeneID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24–458 des humanen CD85j/ILT2 entspricht (NP_006660.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	49 kDa/70 kDa/71 kDa
Versand	Kühlakku