


Kaninchen Anti-Human Cd85j/Ilt2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0006070



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD85j/ILT2 (LILRB1). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, zielt er auf den inhibitorischen Rezeptor ab, der HLA-Klasse-I-Antigene erkennt. Nützlich für die Analyse von Immunzell-Subsets und funktionelle Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD85j/ILT2 mAb
Bemerkungen/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Spezies	Human
Gen-ID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-458 von humanem CD85j/ILT2 (NP_006660.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHL6
Protein-Gewicht	49kDa/70kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel