


Kaninchen Anti-Mensch Cd85j/Ilt2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0012115



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD85j/ILT2 (LILRB1), konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Immun-Checkpoint-Signalgebung, Regulation von NK-Zellen, T-Zellen und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD85j/ILT2 mAb
Bemerkungen/Alias	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10859
GenID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-458 des menschlichen CD85j/ILT2 (NP_006660.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	49kDa/70kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel