


Kaninchen Anti-Human Cd87/Plaur Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q03405

Artikelnummer: CM0004374



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD87/PLAUR, validiert für Durchflusszytometrie. Ziel ist der Urokinase-Rezeptor, der an Zellmigration und Gewebeumbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD87/PLAUR mAb
Bemerkungen/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; Plasminogen-Aktivator, Urokinase-Rezeptor
Spezies	Human
GeneID (human)	5329
GeneID	5329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 23-303 von humanem CD87/PLAUR (NP_002650.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q03405
Proteingewicht	31kDa/32kDa/36kDa
Versand	Eisbeutel