


Kaninchen-Anti-Humaner-Cd87/Plaur-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q03405

Artikelnummer: CM0011225



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD87/PLAUR (uPAR), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der durch den Urokinase-Rezeptor vermittelten Zellmigration, Adhäsion und des Umbaus der extrazellulären Matrix (ECM) in der Krebsforschung sowie bei der Erforschung der Gewebekomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD87/PLAUR-mAb
Bezeichnungen/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; Urokinase-Rezeptor des Plasminogenaktivators
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5329
Gen-ID	5329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-303 des humanen CD87/PLAUR entspricht (NP_002650.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03405
Proteingewicht	31 kDa/32 kDa/36 kDa
Versand	Kühlakku