


## Kaninchen Anti-Mensch Cd87/Plaur Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q03405

Artikelnummer: CM0005244



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD87/PLAUR (Urokinase-Plasminogenaktivator-Rezeptor) abzielt, validiert für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht die Untersuchung von oberflächenständigem uPAR bei Proteolyse, Adhäsion und Migration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD87/PLAUR mAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; Plasminogenaktivator, Urokinase-Rezeptor                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GeneID (Mensch)   | 5329                                                                                                                            |
| GeneID            | 5329                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-303 von humanem CD87/PLAUR (NP_002650.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | FC                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS             | Q03405                                                                                                                          |
| Proteinmasse      | 31kDa/32kDa/36kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |