


Kaninchen Anti-Human Cd89 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P24071

Artikelnummer: CM0012692



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD89 (FcαRI). Rekombinantes Immunogen, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Kreuzreagiert mit human. Ideal für die IVD-Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD89 mAb
Bemerkungen/Alias	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2204
GeneID	2204
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD89.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P24071
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche