


Kaninchen Anti-Mensch Cd89 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P24071

Artikelnummer: CM0012544



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD89 (FcalphaRI) abzielt, für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben. UniProt-Zugangsnummer: P24071. Geeignet für die Erforschung von myeloischen Zellen und Immunrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD89 mAk
Bemerkungen/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2204
Gen-ID	2204
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-227 von menschlichem CD89 (NP_001991.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24071
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel