


Kaninchen-Anti-Mensch Cd89 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P24071

Artikelnummer: CM0004381



Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD89 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie-Detektion des IgA-Fc-Rezeptors (FCAR) auf menschlichen Immunzellen. Hohe Spezifität, rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD89 mAk
Bemerkungen/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2204
Gen-ID	2204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-227 von menschlichem CD89 (NP_001991.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24071
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel