

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd8B-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10966

Artikelnummer: CM0011931

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD8b, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunphäotypisierung von T-Zellen und funktionelle Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes-CD8b-mAb
Bemerkungen/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-170 des humanen CD8b (NP_004922.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10966
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku