

Kaninchen Anti-Mensch Cd8B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10966

Artikelnummer: CM0006081

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der humanes CD8b targetiert, validiert für die Durchflusszytometrie. CD8b ist ein T-Zell-Korezeptor, der an der Erkennung von MHC-Klasse-I-Molekülen und der Aktivierung von zytotoxischen T-Zellen beteiligt ist. Ideal für Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD8b mAb
Bemerkungen/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	926
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-170 von menschlichem CD8b (NP_004922.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10966
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel