


Kaninchen Anti-Human Cd9 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P21926

Artikelnummer: CM0006236



Einführung

Kaninchen anti-human CD9 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie, richtet sich gegen das 25 kDa Tetraspanin CD9 (P21926). Ideal für Immunzell- und Exosomenstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD9 monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Spezies	Mensch
Gen-ID	928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-228 von humanem CD9 (NP_001760.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21926
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eistasche