


Kaninchen Anti-Mensch Cd9 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P21926

Artikelnummer: CM0012670



Einführung

Mit konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD9, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf Tetraspanin CD9 (TSPAN29), das an Zelladhäsion, Sperm-Ei-Fusion, Plättchenaktivierung und Tumormetastasierung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD9 mAk
Bemerkungen/Aliase	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	928
Gen-ID	928
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-228 von humanem CD9 (NP_001760.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21926
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel