


Kaninchen-Anti-Humaner-Cd9-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P21926

Artikelnummer: CM0010455



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD9 (TSPAN29), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung von Zelladhäsion, Thrombozytenaktivierung und Tumormetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD9-mAk
Bemerkungen/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	928
Gen-ID	928
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-228 des humanen CD9 (NP_001760.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21926
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku