

Kaninchen Anti-Human Cd90/Thy1 Mab Für Fc - P04216

Artikelnummer: CM0004204

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD90/Thy1 (Thy-1-Membranglykoprotein). Validiert für die Durchflusszytometrie. Nützlich für Neurowissenschaften und Immunologieforschung, die den Nachweis dieses GPI-verankerten Zelloberflächenantigens erfordern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD90/Thy1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7070
GeneID	7070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-130 von humanem CD90/Thy1 (NP_006279.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04216
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistüte