

Kaninchen Anti-Human Cd90/Thy1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04216

Artikelnummer: CM0009636

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD90/Thy1 (Swiss-Prot P04216), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu Zellmembran-Glykoproteinen, die an der Synaptogenese und Zellwechselwirkungen beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD90/Thy1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD90, CDw90
Spezies	Human
GenID (Human)	7070
GenID	7070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-130 von humanem CD90/Thy1 (NP_006279.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04216
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel