


Kaninchen Anti-Human Cd93 Mab Für Fc - Q9Npy3

Artikelnummer: CM0009018



Einführung

Kaninchen anti-Human CD93 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC) Anwendungen. Validiert für Humanproben; dieser Antikörper zielt auf den Komplementkomponent-C1q-Rezeptor ab und ist ideal für die Untersuchung von Phagozytose und Endothelzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD93 mAb
Bemerkungen/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Spezies	Human
GenID (Human)	22918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-580 von humanem CD93 (NP_036204.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NPY3
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel