

Kaninchen Anti-Humanes Cd93 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Npy3

Artikelnummer: CM0009729



Einführung

Dieser mit konjugierte, kaninchenmonoklonale Antikörper gegen humanes CD93 ist für die Durchflusszytometrie validiert. Ideal zur Untersuchung der CD93-Expression in endothelialen und myeloischen Zellen. Vorhergesagtes Molekulargewicht 69 kDa (UniProt Q9NPY3).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD93 mAb
Bemerkungen/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Spezies	Human
Gen-ID	22918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-580 von humanem CD93 (NP_036204.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NPY3
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel