

Kaninchen Anti-Human Cd93 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Npy3

Artikelnummer: CM0010112



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD93 für die Durchflusszytometrie. Validiert in humanen Proben, zielt er auf den Komplement-C1q-Rezeptor ab und unterstützt Forschung zu Phagozytose, Angiogenese und Entzündungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD93 mAk
Bemerkungen/Alias	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Spezies	Human
GenID (Human)	22918
GenID	22918
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-580 von humanem CD93 (NP_036204.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NPY3
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel