

Kaninchen-Anti-Human-Cd94-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q13241

Artikelnummer: CM0011172



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes CD94 (KLRD1), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von NK- und T-Zell-Subpopulationen, der Regulation von Immun-Checkpoints und von Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD94-mAk
Bemerkungen/Alias	KLRD1; CD94; Antigen CD94 natürlicher Killerzellen
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3824
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD94.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	17 kDa/20 kDa
Versand	Kühlakku