

Kaninchen Anti-Mensch Cd94 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13241

Artikelnummer: CM0005894



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches CD94 (KLRD1), konjugiert mit , für die Durchflusszytometrie. Erkennt den NK- und T-Zell-Rezeptor CD94, der an der Unterscheidung zwischen körpereigenen und fremden Immunstrukturen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3824
GenID	3824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 32-179 von menschlichem CD94 (NP_002253.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel