

Kaninchen Anti-Mensch Cd94 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13241

Artikelnummer: CM0004778



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD94, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von NK- und T-Zellen in Studien zur Immuno-Onkologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD94 mAb
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Mensch
Gen-ID	3824 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-179 des humanen CD94 (NP_002253.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13241
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel