

Kaninchen Anti-Human Cd96/Tactile Monoklonaler Antikörper Für Fc - P40200

Artikelnummer: CM0009994



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD96 (TACTILE) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Protein-Immunogen. Kreuzreagiert mit humanen Proben. Mole-Masse: 65kDa. Ideal zur Untersuchung der Adhäsion von T- und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD96/TACTILE mAk
Bemerkungen/Alias	TACTILE
Spezies	Human
Gen-ID	10225
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-519 von humanem CD96/TACTILE (NP_937839.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P40200
Protein-Masse	65kDa
Versand	Eisbeutel