

Kaninchen-Anti-Human-Cd96/Tactile-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P40200

Artikelnummer: CM0008167



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human-CD96/TACTILE-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 25-519). Ideal für Untersuchungen zur Immunzelladhäsion sowie für die NK-/T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD96/TACTILE-mAb
Bemerkungen/Alias	TACTILE
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10225
GeneID	10225
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-519 des humanen CD96/TACTILE (NP_937839.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40200
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku