


## Kaninchen Anti-Human Cd97 Mab Für Fc - P48960

Artikelnummer: CM0006065



### Einführung

Kaninchen anti-Human CD97 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie, reagiert mit humanem CD97. Nützlich für Studien zur Leukozytenadhäsion und -migration. Erkennt extrazelluläre Domäne, 92kDa, SWISS P48960.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD97 mAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CD97; TM7LN1                                                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 976                                                                                                                                                     |
| GenID             | 976                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 21-398 von humanem CD97 (NP_510966.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                  |
| SWISS             | P48960                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 92kDa                                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                               |