


Kaninchen Anti-Humaner Cd97 Mab Für Fc - P48960

Artikelnummer: CM0005695



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD97 (ADGRE5) für die Durchflusszytometrie. Beteiligt an Leukozytenadhäsion und -migration; breit auf hämatopoetischen Zellen exprimiert. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD97 mAb
Bemerkungen/Alias	CD97; TM7LN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	976
GeneID	976
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48960
Protein-Gewicht	81kDa/86kDa/92kDa
Versand	Eisbeutel