

Kaninchen-Anti-Humanes Cd97 Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P48960

Artikelnummer: CM0012783



Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD97 (ADGRE5). Konjugiert mit für direkte Immunfluoreszenz, ideal für die Durchflusszytometrie-Analyse von hämatopoetischen Zellen und die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD97 mAb
Bemerkungen/Alias	ADGRE5; CD97; TM7LN1; CD97-Antigen
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	976
Gen-ID	976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-398 von humanem CD97 (NP_510966.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P48960
Proteingewicht	81kDa/86kDa/91kDa
Versand	Eistasche