

Kaninchen Anti-Mensch Cd97 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P48960

Artikelnummer: CM0011452



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD97 (ADGRE5), ein adhäsiver GPCR von Leukozyten. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung von Leukozytenmigration, Entzündung und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD97 mAb
Bemerkungen/Alias	CD97; TM7LN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-398 von humanem CD97 (NP_510966.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48960
Proteinmasse	81 kDa/86 kDa/92 kDa
Versand	Eisbeutel