


Kaninchen Anti-Human Cd98 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08195

Artikelnummer: CM0010357



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD98 (SLC3A2) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von Aminosäuretransport, Integrin-Signalisierung und Mechanismen des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD98 mAb
Bemerkungen/Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6520
Gen-ID	6520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 206-630 von humanem CD98 (NP_002385.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08195
Proteingewicht	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel