


Kaninchen Anti-Mensch Cd99 Mab Für Durchflusszytometrie - P14209

Artikelnummer: CM0005616



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches CD99 (Klon MIC2/HBA71), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD99 (P14209, 19 kDa). Geeignet für Studien zur T-Zell-Adhäsion und Leukozyten-Extravasation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD99 mAb
Bemerkungen/Aliaße	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4267
Gen-ID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-123 von menschlichem CD99 (NP_002405.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14209
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel