


Kaninchen Anti-Human Cd99 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P14209

Artikelnummer: CM0010239



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD99 (MIC2) für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Validiertes Werkzeug zur Untersuchung der T-Zell-Adhäsion und Leukozyten-Extravasation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD99 mAk
Bemerkungen/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4267
Gen-ID	4267
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-123 von humanem CD99 (NP_002405.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14209
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel